






tecfor care  
nederland



## Ecofit S De luxe

De ECOFIT S De Luxe is een comfortabel, sfeervol zorgbed in zeer moderne houtdecoren en met een robuuste uitstraling door toepassing van sterke materialen. Dit bed biedt een hoog comfort en complete functionaliteit tegen een zeer scherpe prijs. In dit zorgbed kan een matras met een maximale hoogte van 21 cm worden gebruikt.

- Matrashoogte tot 21 cm zonder zijhekverhoging
- 24 volt motorsysteem
- Zeer luxe uitstraling




✓ Zorgbed

# Ecofit S De luxe



## Ecofit S De luxe

De luxeuze houtdecoren in de kleuren "Wild Eiken en Wit" geven een geheel nieuw beeld op uw zorgbed. Deze huiselijke en moderne kleuren zijn toepasbaar in ieder interieur.





# tecfor care

nederland

## Ecofit S De luxe

### Standaard

- Eenvoudig en snel te monteren zonder gereedschap
- Leveren en plaatsen mogelijk door één persoon
- Houten afwerking in zeer luxe houtdecoren
- 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugels aan het hoofd- en voeteneinde
- Eenvoudig te reinigen
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 9023 (parel donkergrijs)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling 385-810 mm, slag 425 mm
- 4 x 100 mm wielen, individuele wielremmen
- Geschikt voor matrassen tot 21 cm
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Basic UDI-DI: 426067976TVC-BE-BiB-ULBTA
- Voldoet aan IEC 60601-2-52
- Beschermingsklasse IPX4
- Draaggewicht van de patiënt tot 185 kg
- Veilige werkbelasting tot 220 kg
- Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem
- Draaggewicht bedpapegaaï tot 80 kg
- (Anti-) trendelenburg functie

### Optioneel

- Bedverlenging 20 cm
- Leeslamp met snoerschakelaar
- Onderbedverlichting (in- en uitstapverlichting)
- Bijpassende nachtkasten
- Gedeelde zijhekken staal met adapter
- Valbeschermingsmatras
- Sta-op hulp



tecfor care Nederland  
Majoraan 9 A  
6942 SB Didam

☎ 085 902 555 3

✉ [info@tecfor-care.com](mailto:info@tecfor-care.com)

🌐 [www.tecforcare.nl](http://www.tecforcare.nl)