




tecfor care  
nederland

✓ Zorgbed

# ULB Fondo



## ULB Fondo

De **ULB Fondo** is voorzien van een speciale Ultra laag stand en is bijzonder geschikt voor mensen met de ziekte van Alzheimer of epilepsie. Het bed beschikt over valpreventie en is erg bruikbaar voor thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen.



# tecfor care

nederland



## ULB Fondo

### Standaard

- 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugels aan het hoofd- en voeteneinde
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 9023 (parel donkergrijs)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogtevinstelling 67-640 mm, slag 573 mm
- 4 x 100 mm wielen, individuele wielremmen
- Houtpanelen afgewerkt in beuken, andere kleuren leverbaar op aanvraag
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Basic UDI-DI: 426067976TVC-BE-BiB-ULBTA
- Voldoet aan IEC 60601-2-52
- Beschermingsklasse IPX 4
- Draaggewicht van de patiënt tot 170 kg
- Veilige werkbelasting tot 180 kg
- Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem
- Geschikt voor matrassen tot 21 cm
- (Anti-) trendelenburg functie

### Optioneel

- Bedpapegaai met triangelgreep
- Leeslamp met snoerschakelaar
- Onderbedverlichting (in- en uitstapverlichting)
- Sta-op hulp



rugdeel  
0-70°



voetdeel  
0-30°



hoogtevinstelling  
67-640 mm



trendelenburg/  
anti-trendelenburg  
standaard

tecfor care Nederland  
Majoraan 9 A  
6942 SB Didam

+31 85 902 555 3

verkoop@tecfor-care.com

www.tecfor-care.nl