



tecfor care  
nederland



## Eco-BiB

De **Eco-BiB** is een bed-in-bed systeem en uitermate geschikt voor een ieder die wil profiteren van het gemak en de functionaliteit van een zorgbed zonder van hun eigen vertrouwde ledikant af te zien.

Bij de **Eco-BiB** zijn een bedpapegaai en uitvalhekken optioneel te verkrijgen. Door toevoeging van geremde wielen kan de **Eco-BiB** ook in deelbare ledikanten worden geplaatst.



# tecfor care

nederland



*Bedpapegaai is optioneel*

## Eco-BiB

### Standaard

- Geleverd op een transporteenheid, zeer compact
- 4-delig stalen ligvlak 90x200 cm met matrasbeugels aan het hoofd-en voeteneind
- Geschikt voor matras maten 90x190, 90x200, 100x190 en 100x200 cm
- Metalen delen gelakt in RAL 9023 (parel donkergrijs)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogtevinstelling 310-780 mm, slag 470 mm
- Standaard op 4 poten geleverd
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Basic UDI-DI: 426067976TVC-BE-BiB-ULBTA
- Het bed voldoet aan de IEC 60601-2-52
- Beschermingsklasse IPX 4
- Draaggewicht van de patiënt tot 170 kg
- Veilige werkbelasting tot 205 KG

### Optioneel

- Bedpapegaai met triangelgreep
- Leeslamp met snoerschakelaar
- Onderbedverlichting (in- en uitstapverlichting)
- Wielen
- Vaste zijhekken
- Ledikanten van massief hout / beuken of andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar
- Extra stabiliteitsvoet



rugdeel  
0-70°



voetdeel  
0-30°



hoogtevinstelling  
220-640 mm

**tecfor care Nederland**  
Majoraan 9 A  
6942 SB Didam

+31 85 902 555 3

verkoop@tecfor-care.com

www.tecfor-care.nl